


# 3R VIEWTY 血流観察用 XY ステージ

## 3R-XY02



Copyright(C) 3R Group,3R SOLUTION Corp.,Japan.All Rights Reserved. Ver.1.0

### 安全上のご注意

- 本取扱説明書に従って製品の組み立てを行ってください  
組立て不完全により思わぬ事故、破損のおそれがあります
- 不安定な場所で使用しないでください  
落下等により床等のキズ入れ、けが、破損のおそれがあります
- 本来の目的以外で使用しないでください  
思わぬ事故、破損のおそれがあります


### 製品仕様

ステージ移動方向	XY 軸 2 方向 ※指置き台は 360°回転
ステージ面寸法 (約)	130×118mm
クランプ方式	なし
移動量 (約)	X 軸 : 71mm Y 軸 : 31mm
目盛	なし
素材	スチール
寸法 (約)*	150×220×95mm
重量 (約)*	0.98kg

※ XY ステージのみの値

# 3R VIEWTY 血流観察用 XY ステージ

## 3R-XY02



Copyright(C) 3R Group,3R SOLUTION Corp.,Japan.All Rights Reserved. Ver.1.0

### 安全上のご注意

- 本取扱説明書に従って製品の組み立てを行ってください  
組立て不完全により思わぬ事故、破損のおそれがあります
- 不安定な場所で使用しないでください  
落下等により床等のキズ入れ、けが、破損のおそれがあります
- 本来の目的以外で使用しないでください  
思わぬ事故、破損のおそれがあります

### 製品仕様

ステージ移動方向	XY 軸 2 方向 ※指置き台は 360°回転
ステージ面寸法 (約)	130×118mm
クランプ方式	なし
移動量 (約)	X 軸 : 71mm Y 軸 : 31mm
目盛	なし
素材	スチール
寸法 (約)*	150×220×95mm
重量 (約)*	0.98kg

※ XY ステージのみの値


### 組み立て

本製品は以下の製品と組み合わせて使用します。


- ・オートフォーカスマイクロスコープ専用スタンド (3R-MSBTVTYST)

上記商品の取扱説明書で「ベース」を本製品に読み換えて組立てを行ってください。

※付属の「ベース」は使用しません。



### 調整方法



#### ①指置き台

・・・指置き台の回転

#### ②X軸調整ダイヤル

・・・ステージの横方向 (B) 調整

#### ③Y軸調整ダイヤル

・・・ステージの縦方向 (C) 調整

### 保証書

お買い上げ明細と合わせて本書を保管いたしますようお願いいたします。

なお、弊社保証規約につきましては

弊社サポートページ (<http://www.3rrr.jp/support/hosyo/>) をご覧ください。

商品名 VIEWTY 血流観察用 XY ステージ

品番 3R-XY02

保証期間 お買い上げより6ヶ月

販売店記入欄



スリーアールソリューション株式会社

3R SOLUTION CORP. JAPAN

〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30 高光第一ビル2階

TEL: 092-260-3031 FAX: 092-441-4077

MAIL: info@3rrr.co.jp

URL: 3rrr-btob.jp




### 組み立て

本製品は以下の製品と組み合わせて使用します。


- ・オートフォーカスマイクロスコープ専用スタンド (3R-MSBTVTYST)

上記商品の取扱説明書で「ベース」を本製品に読み換えて組立てを行ってください。

※付属の「ベース」は使用しません。



### 調整方法



#### ①指置き台

・・・指置き台の回転

#### ②X軸調整ダイヤル

・・・ステージの横方向 (B) 調整

#### ③Y軸調整ダイヤル

・・・ステージの縦方向 (C) 調整

### 保証書

お買い上げ明細と合わせて本書を保管いたしますようお願いいたします。

なお、弊社保証規約につきましては

弊社サポートページ (<http://www.3rrr.jp/support/hosyo/>) をご覧ください。

商品名 VIEWTY 血流観察用 XY ステージ

品番 3R-XY02

保証期間 お買い上げより6ヶ月

販売店記入欄



スリーアールソリューション株式会社

3R SOLUTION CORP. JAPAN

〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30 高光第一ビル2階

TEL: 092-260-3031 FAX: 092-441-4077

MAIL: info@3rrr.co.jp

URL: 3rrr-btob.jp

